

PHILIPS

sonicare

Mondverzorging

Kies de perfecte Philips Sonicare tandenborstel



Tot wel 62.000 poetsbewegingen per minuut



Poetsdruksensor



Licht meepoetsen mag



2 minuten timer



Batterijduur tot 3 weken na volledig opladen

Kies jouw elektrische tandenborstel

	Sonicare For Kids	3100* Serie	4100* Serie	5000 Serie	6000 Serie	7000 Serie	Diamond-Clean Smart**	Diamond-Clean Prestige	Power Flosser
	Helpt kinderen beter en langer poetsen	Poets met sonische technologie	Stap makkelijk over naar elektrisch poetsen	Voor wittere tanden	Voor gevoelige tanden en tandvlees	Hard tegen tandplak, zacht voor tandvlees	Voor een complete mondverzorging	Voor een buitengewone mondverzorging, gevoed door AI	Voor reiniging tussen de tanden
☰ Poetsstanden	2	1	1	2	3	4	5	5	2
▮ Intensiteit	1	1	1	1 of 2	2 of 3	3	3	3	3
🗑️ Opzetborstel	Sonicare For Kids	C1: ProResults	W2: Optimal White	W2: Optimal White	S2: Optimal Sensitive	G3: Premium Gum Care	C3: Premium Plaque Defense	A3: Premium All-in-One	X-stream - en standaard opzetstuk
🦷 Poetsdruksensor	Easy start (opbouwende druk)	Poetsdruk (geluid)	Poetsdruk (geluid)	Poetsdruk (geluid)	Poetsdruk (geluid en lichtring)	Poetsdruk (geluid en lichtring)	Schrobben, locatie en poetsdruk (lichtring)	Schrobben, locatie en poetsdruk (geluid en lichtring). Past zich aan	
🦷 Plakverwijdering***	75% effectiever	2x	3x	7x	10x	10x	10x	20x	
○ Beschikbare kleuren									
📱 App	Sparkly Sonicare for Kids				Voortgangsrapportage	Voortgangsrapportage	Realtime tracking	Realtime AI tracking	

* De 3100/4100 Serie bevat minder poetsbewegingen (31.000 vs. 62.000). ** Ook verkrijgbaar zonder koppeling met smartphone. *** Ten opzichte van een handtandenborstel.

Poetsen met Philips Sonicare

Meepoetsen mag! Net als met een handtandenborstel.



Gebruik de hoeveelheid tandpasta ter grootte van een erwt.



Beweeg rustig en met weinig druk langs de tanden.



Denk aan de achterste kiezen.



Plaats de borstel schuin tegen de tandvleesrand.



Houd een vaste poetsvolgorde aan en verdeel je gebit in vier of zes delen.



Poets minimaal 2 minuten.

Poetsen met een beugel?

- Verwijder eerst alle losse onderdelen.
- Besteed extra aandacht aan poetsen rondom de blokjes.
- Poets minimaal 2 minuten in een hoek van 45 graden.

Zijkant boven de blokjes




Zijkant onder de blokjes



Voorkant onder de blokjes



Voorkant boven de blokjes



Kauwvlak



Binnenkant



Vind jouw opzetborstel:

	 For Kids: Compacte sonische opzetborstel	 C1: Pro Result	 W2: Optimal White	 S2: Sensitive	 G3: Premium GumCare	 C3: Premium Plaque Defence	 A3: Premium All-in-One	 Power Flosser: Sproutkop
	Kleine mondjes en groeiende tandjes	Plakverwijdering	Wittere tanden	Gevoelige tanden	Gezonder tandvlees	Plakverwijdering	Plakverwijdering Gezonder tandvlees Wittere tanden	Volledige reiniging
Reinigingseffectiviteit om het risico op gaatjes te verminderen (plakverwijdering vs. handtandenborstel)	75%	2x	7x	10x*	10x	10x	20x	99,9%
Zacht rubber dat zich aanpast aan de vorm van de tanden en tandvlees					✓	✓	✓	
Focus op gezonder tandvlees (helpt het bloeden van het tandvlees te verminderen)					✓		✓	✓
Focus op wittere tanden (superieure vlekverwijdering)			✓			✓	✓	
Focus op gevoelige tanden				✓				
Hardheid van de borstelharen	Soft	Medium Soft	Medium	Ultra Soft	Soft	Medium	Soft	
Compatibel met mijn tandenborstel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verkrijgbaar in de kleuren	○	○	○ ●	○	○ ●	○ ●	○ ●	○

* Op moeilijk bereikbare plaatsen, binnen 6 weken