


Laboratorium-analysezeef KTL

Deze laboratoriumzeefmachine kan worden gebruikt voor de analyse van droge, poedervormige en granulaire producten in alle sectoren. Nat zeven is ook mogelijk met deze laboratorium zeefmachine.



Technische gegevens	KTL 200	KTL 300	KTL 400
Invoer korrelgroottes:	20 µm – 4 mm	20 µm – 10 mm	20 µm – 10 mm
Monster hoeveelheid:	10 – 500 g	10 – 1.000 g	10 – 5.000 g
Stortgewicht:	20 – 10.000 g/l	20 – 10.000 g/l	20 – 10.000 g/l
Maaswijdtes:	> 50 µm	> 50 µm	> 50 µm
Aantal zeefdekken:	8 x 50 mm / 16 x 25 mm	8 x 50 mm / 16 x 25 mm	8 x 50 mm / 16 x 25 mm
Diameter zeef:	200 mm	300 mm	400 mm
Zeefbeweging:	driedimensionaal	driedimensionaal	driedimensionaal
Behuizing:	staal	staal	roestvrij staal
Zeef opbouw:	aluminium	aluminium	aluminium
Timer	0 – 60	0 – 60	0 – 60
Afmetingen Ø:	360 x 790 mm	470 x 220 mm	540 x 1.200 mm
Gewicht:	40 kg	62 kg	50 kg
Elektrische aansluiting:	230 V, 50/60 Hz, 0,019 Kw, 12 A, IP 52	220 – 230 V, 50/110 – 60 Hz, 12 A, IP 52	1.400 W, 230 V – 50 Hz, 110 V – 60 Hz

Uw voordelen in een oogopslag ...

- Gebruiksklaar bij levering
- Eenvoudige bediening
- Driedimensionale beweging waardoor het open schermoppervlak optimaal benut wordt en het materiaal gelijkmatig over het gehele zeefoppervlak stroomt
- Grondig zeven in korte zeef tijd
- Discontinu gebruik mogelijk
- 8–16 standaard laboratoriumzeven stapelbaar
- Gunstige prijs en korte levertijd

GKM Siebtechnik GmbH

Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
Fon +49 (7263) 40972-0 · Fax +49 (7263) 40972-29
info@gkm-group.com · www.gkm-group.com



GKM-SF-10/22