


MILK CELL ANALYSIS VOOR VMS™ V300 SERIE

Upgrade jouw melkwaliteit met precisie



Upgrade jouw
mastitis
detectie



Upgrade jouw
uiergezondheids
management



Upgrade jouw
melkwaliteit

YOUR
VMS™
YOUR
WAY

Als je een uitstekende melkwaliteit en vroegtijdige mastitisdetectie belangrijk vindt, kan Milk Cell Analyses (MCA) jou helpen.

Milk Cell Analysis (MCA) is een uiterst nauwkeurige, real-time celgetalsensor die kan worden geïntegreerd op jouw VMS V300 melkrobot. Hierdoor heb jij nauwkeurige, bruikbare informatie binnen handbereik om jou te helpen bij de controle van de melkwaliteit en het beheer van uiergezondheid en ziekterisico's.

Wil jij jouw prestaties verbeteren, op jouw manier?

Bezoek delaval.com of bel de plaatselijke DeLaval dealer.

delaval.com

 DeLaval



Wat is Milk Cell Analysis?

Een nog betere, vroegtijdige mastitisdetectie

Verlaag de behandelkosten en voorkom infecties die melkverlies, een lagere opbrengst en een verminderde melkwaliteit kunnen veroorzaken met de MCA celgetalcensor. Met zijn robuuste, nauwkeurige technologie meet hij onmiddellijk het celgetal en identificeert hij subklinische mastitis in een vroeg stadium, zodat je snel kunt ingrijpen.

Een nog betere uiergezondheidsmanagement

De door MCA verzamelde gegevens worden geanalyseerd in de DeLaval Plus Health Performance-applicatie en in real-time weergegeven in jouw DelPro. Daarnaast bewaakt en analyseert de DeLaval Plus ziekterisicotoepassing trends in het celgetal van individuele koeien. Het kan mogelijke toekomstige incidenten voorspellen, zodat jij van tevoren beslissingen kan nemen met betrekking tot droogstand.



*Beschikbaar met abonnementen op DeLaval Plus Analyses en Voorspellingen.

Waarom MCA?

Upgrade of nieuwe installatie

MCA is beschikbaar als optionele installatie op nieuwe melkrobots of als upgrade op bestaande melkrobots uit de VMS™ V300 serie.

Integreert met DeLaval Plus

Neem weloverwogen, zelfverzekerde beslissingen om de gezondheid en melkwaliteit te optimaliseren op basis van nauwkeurige, bruikbare informatie uit de DeLaval Plus applicaties voor gezondheidsprestaties en ziekterisico's.

Lagere kosten en minder impact op het milieu

De verbruiksartikelen in MCA zijn milieuvriendelijk en omdat het slimme bemonsteringsmodel jou de volledige controle geeft over de bemonsteringsfrequentie, test de sensor alleen wanneer jij dat wilt.

Elke dag wordt automatisch melken met DeLaval slimmer, sneller, vriendelijker (voor jouw portemonnee, de dieren en het milieu), nauwkeuriger en beter aanpasbaar.



Wij streven naar een langere levensduur van onze veestapel. MCA geeft ons consequent nauwkeurige, bruikbare celgetalgegevens.

Theo en Arjan van Houten
Lekkum, Friesland
400 melkkoeien



*DeLaval beweert niet dat de hierin weergegeven resultaten typisch zijn en deze informatie vormt geen garantie of waarborg voor service of prestaties. Daadwerkelijke prestaties en verbeteringen zijn afhankelijk van een aantal factoren, waaronder melkpraktijken, het type koeien en de onderhoudsmethoden van het bedrijf en de veestapel.



Upgrade jouw performance. Op jouw manier.

Is jouw bedrijf klaar voor de volgende stap? Neem contact op met jouw DeLaval dealer of scan de QR-code.